

Utilisation d'Avance® Solo

Quelques points à garder à l'esprit si vous suivez un traitement par pression négative Avance® Solo





Table des matières

Introduction à la thérapie par pression négative (TPN)

Familiarisez-vous avec la TPN et Avance® Solo

04-05

Points à garder à l'esprit pour l'utilisation d'Avance® Solo

Apprenez ce que vous devez ou ne devez pas faire si vous suivez un traitement Avance® Solo

06-07

Comment prendre soin de votre Avance® Solo ?

Consignes de nettoyage et d'entretien de votre appareil et signification des différentes alarmes

08-11

Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone pour consulter le site Avance® Solo destiné aux patients.

Vous y trouverez des vidéos d'instructions, des documents à télécharger et bien plus encore.



Remarque : Contactez immédiatement votre prestataire de soins si vous rencontrez un problème, comme des saignements, une hausse de tension ou une panne de l'appareil. Pour toute question, contactez votre prestataire de soins :


Nom : _____

Téléphone : _____

E-mail : _____

Vous suivez un traitement Avance® Solo de Mölnlycke®. Cette brochure vous fournit des informations sur l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez la lire attentivement.

Quelles sont les différentes pièces qui composent le système Avance® Solo ?




En quoi consiste la thérapie par pression négative (TPN) ?

La thérapie par pression négative (TPN) est une méthode de traitement des plaies par aspiration. Le pansement est étanche et la pompe délivre une pression subatmosphérique pour évacuer les exsudats et les fluides hors de la plaie.

Quels sont les avantages de la TPN ?

- Elle favorise la cicatrisation des plaies complexes ou des plaies qui cicatrisent lentement¹.
- Elle améliore la préparation du lit de la plaie, ce qui favorise la cicatrisation¹.
- Elle contribue à réduire le gonflement de la plaie et la protège contre toute contamination extérieure².



Points à garder à l'esprit pour l'utilisation d'Avance® Solo

Avance® Solo est un dispositif médical et il est important de bien en prendre soin. Pour les instructions complètes, les avertissements et les mesures de précaution, référez-vous au mode d'emploi destiné aux patients, inclus dans l'emballage.

Ce que vous ne devez pas faire :

- Changer le pansement vous-même
- Exposer le pansement, le dispositif, le réservoir ou la tubulure à un jet d'eau, au froid ou à la chaleur (température de fonctionnement de 5 à 40 °C)
- Plonger le pansement, la pompe, le réservoir ou la tubulure dans l'eau
- Utiliser l'appareil dans un avion, il faut enlever les piles durant le vol
- Démonter ou modifier l'appareil
- Laisser l'appareil à portée des enfants ou des animaux de compagnie

Caractéristiques importantes :

- Assurez-vous de connaître les alarmes visuelles et sonores (perte d'étanchéité, blocage, piles faibles) émises par la pompe Avance® Solo. Référez-vous à la page 11 pour la liste des alarmes.
- La pompe émet un son pulsatile lorsque le système est allumé, afin de maintenir une pression négative en continu. C'est tout à fait normal, ce son confirme que le système fonctionne.²⁻⁷ Si nécessaire, un coffret de nuit visant à réduire les troubles du sommeil peut vous être remis par votre prestataire de soins.
- Vérifiez si le pansement est contracté et rigide au toucher. Dans le cas contraire, consultez un professionnel de la santé. Veillez à contacter immédiatement votre prestataire de soins en cas de problème.

Placez et déplacez l'appareil de manière à éviter :

- Des tubulures coincées ou une strangulation (tubulures enroulées autour d'une partie du corps).
- Des tubulures nouées ou bloquées.
- Si vous utilisez le clip de ceinture, veillez à ce qu'il soit positionné sur le côté. Si vous le positionnez à l'avant pour un meilleur confort, retirez-le avant de vous asseoir pour éviter que la pompe ne se détache.

Comment gérer mon hygiène quotidienne ?


Une douche légère est autorisée, mais il est important de maintenir la pompe à l'écart de l'eau.

Le pansement est étanche, mais il ne doit pas être exposé aux jets d'eau directs. Suivez les consignes ci-dessous pour éviter toute contamination.


Voilà comment procéder pour prendre une douche légère :




1 Mettez le traitement en pause en appuyant sur le bouton vert de démarrage de la pompe et en maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes.




2 Clampez la tubulure du réservoir et la tubulure du pansement en positionnant les clamps coulissants à côté des connecteurs verts et faites-les glisser sur les tubulures jusqu'à ce qu'ils soient fixés.



3 Débranchez la tubulure du réservoir de la tubulure du pansement et tenez la pompe à l'écart de l'eau.



4 Assurez-vous que la tubulure du pansement n'est pas en contact avec l'eau lorsque vous prenez votre douche.



5 Après la douche, rebranchez le pansement à la pompe et au réservoir à l'aide des connecteurs verts. Ensuite, libérez les deux clamps.



6 Redémarrez le traitement en appuyant sur le bouton vert et en maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes, jusqu'à ce que la pompe se rallume et que le bouton clignote.

Comment prendre soin de votre Avance® Solo ?

Remplacement du réservoir

La fenêtre transparente au dos du réservoir vous permet de vérifier s'il faut le remplacer, lorsqu'une alarme d'obstruction de la pompe est émise. Si vous devez le remplacer, suivez les étapes ci-dessous. Quand vous recevez un Avance® Solo, veuillez toujours à tester cette manipulation avec un prestataire de soins.



Mettez la pompe en pause en appuyant sur le bouton vert de démarrage et en le maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes. La pompe émet deux bips pour confirmer qu'elle est en mode pause.



Faites glisser les deux clamps positionnés à côté des connecteurs verts sur les tubulures pour éviter tout risque de fuite de liquide lors du débranchement.



Détachez la tubulure à l'arrière de la pompe. Pour enlever le réservoir, appuyez sur les boutons latéraux en plastique et tirez. Fixez le nouveau réservoir. Veillez à ce que le réservoir soit bien fixé, afin de garantir l'étanchéité du dispositif.



Rebranchez les deux connecteurs verts, libérez le clamp de la tubulure du pansement et redémarrez la pompe en appuyant sur le bouton vert et en le maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes. Vérifiez que la pression négative est active. Le pansement doit se contracter et être rigide au toucher.

Remplacement des piles

Vous devez remplacer les deux (2) piles si une alarme indique qu'elles sont faibles ou tous les 7 jours. Utilisez exclusivement des piles au lithium AA GP15LF 1,5 V.


Pour remplacer les piles, procédez comme suit :

- Si la pompe est encore active, mettez la pompe en pause en appuyant sur le bouton vert de démarrage et en le maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes.
- Ouvrez le compartiment à piles en faisant coulisser le couvercle.
- Retirez les piles.
- Insérez des piles neuves en vous assurant que les bornes positive (marquée +) et négative (marquée -) de chaque pile correspondent à l'étiquette +/- du compartiment à piles.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
- Redémarrez la pompe en appuyant sur le bouton vert et en le maintenant enfoncé pendant deux (2) secondes. Vérifiez que la pression négative est active. Le pansement doit se contracter et être rigide au toucher.



Nettoyage de l'appareil

Vous pouvez nettoyer la pompe de temps en temps avec un chiffon humide ou un produit non abrasif. Ne placez pas la pompe sous l'eau courante.



N'oubliez pas de consulter le site destiné aux patients Avance Solo !

Vous y trouverez notamment des vidéos d'instructions sur les thèmes abordés dans cette brochure.



Signification des notifications d'Avance® Solo

L'appareil émet diverses notifications pour vous signaler s'il fonctionne correctement ou si vous devez intervenir. Assurez-vous d'entendre et de comprendre les différents signaux.

Alarmes et résolution des problèmes

Description des notifications sonores et visuelles



Le témoin lumineux **fuite** clignote une fois toutes les secondes.
La pompe émet un bip à plusieurs reprises et se met en pause.



Le témoin lumineux **obstruction** clignote une fois toutes les secondes.
La pompe émet un bip à plusieurs reprises et se met en pause.



Le témoin lumineux **piles faibles** clignote une fois toutes les cinq (5) secondes.
Lorsqu'il reste moins de 4 heures d'autonomie, le témoin lumineux **piles faibles** clignote une fois toutes les secondes et la pompe émet un bip à plusieurs reprises.



Tous les témoins lumineux clignotent simultanément toutes les secondes et la pompe émet un bip à plusieurs reprises.

Remarque : Le son pulsatile régulier émis par la pompe est tout à fait normal et confirme que le système fonctionne.

Cause probable	Procédure de dépannage
Une fuite d'air a été détectée.	<p>Pour corriger une fuite : Appuyez sur les bords du pansement et les bandes de fixation pour améliorer le contact avec la peau. Vérifiez que le réservoir est fixé à la pompe, que la tubulure du réservoir est fixée au réservoir et que la tubulure du pansement est raccordée à la tubulure du réservoir. Appuyez sur le bouton vert pour redémarrer la pompe. Si la fuite persiste, la pompe émet à nouveau une alarme de fuite et interrompt le traitement. Si c'est le cas, contactez votre prestataire de soins.</p>
Le réservoir est plein ou les tubulures sont bloquées.	<p>Pour corriger une obstruction : Assurez-vous que la tubulure n'est pas pincée ou tordue. Si le réservoir est plein, remplacez-le conformément aux instructions en page 8 de cette brochure ou au mode d'emploi (inclus dans l'emballage), section 7.3. Appuyez sur le bouton vert pour redémarrer la pompe. Si l'obstruction persiste, la pompe émet à nouveau une alarme d'obstruction et interrompt le traitement. Si c'est le cas, contactez votre prestataire de soins.</p>
Les piles sont faibles.	<p>Pour remplacer les piles : Remplacez les piles conformément aux instructions en page 9 de cette brochure ou au mode d'emploi (inclus dans l'emballage), section 7.4. Utilisez uniquement le type et le modèle de piles au lithium spécifiés par Mölnlycke Health Care pour ce produit. Appuyez sur le bouton vert pour redémarrer la pompe.</p>
Alarme de défaillance interne et la pompe ne peut pas être démarrée.	Contactez votre prestataire de soins ou Mölnlycke Health Care.

Proving it every day

Chez Mölnlycke®, nous proposons des solutions innovantes destinées à traiter les plaies, à renforcer la sécurité et l'efficacité au bloc opératoire, et à prévenir les escarres. Des solutions qui contribuent à l'amélioration de vos résultats et qui se fondent sur des données cliniques ainsi que sur des études en économie de la santé.

Dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes guidés par un seul objectif : aider les professionnels de la santé à atteindre leur meilleur niveau.

Et nous ambitionnons de le prouver au quotidien.

Références :

1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017;26: 3, Suppl 3, S1–S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612. 2–7. Data on file [ref10] [ref15] [ref17] [ref18] [ref23] [ref24].

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem (Anvers), Tél: +32[0]3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke, Avance et Safetac sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00042305

